





VSD Occluder





VSD Occluder

Especificações técnicas e informações sobre pedidos



Design:
Diâmetro do disco ventricular esquerdo (Ø1)
Diâmetro do disco ventricular direito (Ø2)
Diâmetro da cintura (Ø3)
Comprimento da cintura (L)

A espessura do septo é considerada para selecionar o comprimento do dispositivo

Número de catálogo	Diâmetro do disco ventricular esquerdo (mm) Ø1	Diâmetro do disco ventricular direito (mm) Ø2	Diâmetro da cintura (mm) Ø3	Comprimento da cintura (mm) L	Recomendação de tamanho de VSD (mm)	Número de catálogo do acessório
COV0404	10	10	3.25	4	3	COV6F / COVII6F
COV0604	12	12	5.25	4	3.1 to 5	COV6F / COVII6F
COV0804	14	14	7.25	4	5.1 to 7	COV6F / COVII6F
COV1004	16	16	9.25	4	7.1 to 9	COV7F / COVII7F
COV1204	18	18	11.25	4	9.1 to 11	COV7F / COVII7F
COV0407	10	10	4	7	2	COV6F / COVII6F
COV0607	12	12	6	7	2.1 to 4	COV6F / COVII6F
COV0807	14	14	8	7	4.1 to 6	COV6F / COVII6F
COV1007	16	16	10	7	6.1 to 8	COV7F / COVII7F
COV1207	18	18	12	7	8.1 to 10	COV7F / COVII7F
COV0410	10	10	4	10	2	COV6F / COVII6F
COV0610	12	12	6	10	2.1 to 4	COV6F / COVII6F
COV0810	14	14	8	10	4.1 to 6	COV6F / COVII6F
COV1010	16	16	10	10	6.1 to 8	COV7F / COVII7F
COV1210	18	18	12	10	8.1 to 10	COV7F / COVII7F

Comprimentos utilizáveis de acessórios (cm)

	6F	7F
Bainha	83	83
Dilatador	89	89
Carregador	9	9

Cabo de entrega & bainha

Número de catálogo	Descrição	Diâmetro		Comprimento
CDCV	Cabo de entrega	0.030"		140 cm
	Bainha do cabo de entrega	ID	OD	125 cm
		0.055"	0.079"	

VSD: defeito do septo ventricular

Cuidado: Este produto deve ser usado por ou sob a orientação de um médico. Antes de usar, consulte as "Instruções de uso" fornecidas com esses dispositivos para indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, advertências de procedimento sugerido e precauções. Como parte de nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. As informações aqui contidas são para distribuições fora dos EUA e Japão.

Verifique o status regulamentar do dispositivo antes da distribuição em áreas onde a marcação CE não é o regulamento em vigor. Testes realizados e dados arquivados na Sahajanand Medical Technologies LTD (SMT). As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos de engenharia ou fotografias. Fotos arquivadas na Sahajanand Medical Technologies LTD.

O Ocluser VSD Cocoon é fabricado pela Vascular Innovations Co. Ltd Thailand, uma empresa do grupo SMT. Cocoon é uma marca comercial da Vascular Innovations Co. Ltd.

Atualmente, a linha de oclusores Cocoon não é aprovada pela USFDA e não está disponível para venda nos EUA.

Aviso legal: © 2024 Sahajanand Medical Technologies LTD - Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a modificações, revisões e melhorias.

Escritório registrado: Sahajanand Medical Technologies LTD
"Sahajanand Estate", Wakharia Wadi, Near Dabholi Char Rasta, Ved Road, Surat 395004, Gujarat, INDIA Tel: +91 261 6112800 Fax: +91 261 6112801
• CIN: U33119GJ2001PLC040121 • www.smtpl.com

